

Bite Away®, el bolígrafo térmico que alivia rápida y eficazmente las picaduras de insectos

Arkopharma ha lanzado al mercado bite away®, un bolígrafo térmico que alivia las molestias ocasionadas por las picaduras y mordeduras de insecto

Con la llegada del verano, los planes al exterior y las vacaciones, suele ser más habitual de lo que gustaría enfrentarnos a las "temidas" picaduras de insectos. Mosquitos, avispa, abejas, avispones o tábanos pueden hacer de las suyas en el momento más inesperado, por lo que siempre es recomendable contar con un producto para paliar sus molestos efectos.

Actualmente, los geles y cremas que existen en el mercado (hechos a base de sustancias químicas) tienen el inconveniente de que pringan e impiden, durante un tiempo, continuar con los quehaceres.

Como alternativa libre de químicos, Arkopharma ha lanzado al mercado bite away®, un bolígrafo térmico que alivia las molestias ocasionadas por las picaduras y mordeduras de insecto. Se trata de un producto sanitario que actúa contra el picor, el dolor y la hinchazón, durante un tiempo prolongado, exclusivamente por calor concentrado.

Con eficacia clínicamente probada¹ y testado dermatológicamente, resulta ideal para toda la familia. Gracias a su efecto libre de químicos, es apto para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños a partir de los 3 años con supervisión de un adulto y auto aplicación a partir de los 12 años², además de personas con cualquier tipo de alergia o con alergias a abejas o avispa.

Mecanismo de acción

El funcionamiento de bite away® está basado en la aplicación de calor de forma breve y concentrada en la zona afectada de la piel con un doble principio de acción:

Estímulo del calor como contraestímulo³ a la sensación de picor en los receptores de las células nerviosas de la piel.

Reducción de la liberación de la histamina producida como defensa de la piel, que aporta sensación de picor al recibir la picadura de mosquito. Se ha demostrado que el calor inhibe la misma⁴.

Según un estudio clínico, con bite away® el picor empieza a aliviar en tan solo un minuto y basta con una sola aplicación para detener el picor de manera definitiva.

Modo de uso

Colocar la superficie de contacto de cerámica sobre la zona de la picadura o mordedura.
Seleccionar la opción de tratamiento (3 segundos pieles sensibles y niños, y 5 segundos pieles normales) y pulsar el botón correspondiente. Una señal indicará el inicio del tratamiento.
Mantener el dispositivo sobre la piel hasta que suene la segunda señal. Una vez transcurrido tiempo de aplicación, se apaga automáticamente.

bite away®

- 1 Studie Müller et al. 2011.
- 2 Los niños menores de 12 años deberán utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- 3 Yosipovitch G, et al., 2005
- 4 Greaves MW, Mongar JL., 1968

Datos de contacto:

Patricia Rojo
683366454

Nota de prensa publicada en: [Madrid](#)

Categorías: [Nacional](#) [Industria Farmacéutica](#) [Viaje Madrid](#) [Infantil](#) [Consumo](#) [Bienestar](#)

NotasdePrensa

<https://www.notasdeprensa.es>